

DL 202

ДВУКРАТНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ

АСТ МЕДИНФО



Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса, неопудренные, двухкратного хлорирования, гипоаллергенные, нестерильные, поверхность текстурированная, цвет жёлтый, форма плоская, манжета с валиком.



Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции. Рекомендованы для использования в стоматологической практике.



Возможно использование в пищевой промышленности, индустрии красоты и HoReCa.



Размеры	XS, S, M, L, XL
Длина	245 +/- 5 мм
Толщина двойной стенки	
манжета	0,20 мм
ладонь	0,24 мм
палец	0,28 мм
Цвет	Желтый
Герметичность	AQL 1,5
Упаковка	XS, S, M, L - 100/1000 шт. XL - 90/900 шт.
Срок годности	3 года
Соответствует	ГОСТ Р 52239-2004
Регистрационное удостоверение	от 13 ноября 2020 года № РЗН 2020/12562
Производитель	Dipped Products (Thailand) Ltd., Таиланд

15583, Москва,
ул. Воронежская, д. 24, к.1

+7 (495) 961 35 28

info@astmedinfo.ru

www.astmedinfo.ru

astmedinfo.ru

astmedinfo

