

PURETECH®CMS300/CMS400 СТЕРИЛЬНАЯ МАСКА

Описание

Стерильная маска Puretech® разработана с учетом требований работы в чистых помещениях. Низкое ворсоотделение гарантирует защиту чистого помещения от частиц. Высокая фильтрация бактерий предотвращает риски загрязнения и снижает риски заражения персонала. Благодаря составу внутреннего слоя маски и оптимальному уровню воздухопроницаемости, чувство комфорта обеспечено Вам на целый день. Маски изготовлены на предприятии стандартов качества ISO 9001:2015 и рекомендованы для работы в классах чистоты ISO 5 и выше.

Характеристики

Артикул:	CMS300	CMS400
Цвет:	Белый	
Размер (см):	17,5 x 9,5 ± 0,5	21,5 x 9,5 ± 0,5
Стерильность:	Стерильные, уровень стерильности 10 ⁻⁶	
Состав маски:	3 слоя: полиэтилен, полипропилен, полипропилен	
Носовая часть:	Закрытая, алюминий	
Тип фиксации:	Резинки из полиэстра	



Упаковка

Каждая маска в индивидуальной герметичной упаковке, далее двойной пакет, который обеспечивает защиту от попадания загрязнений внутрь и позволяет перемещать маски из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим средствам.

Количество в упаковке: 20 штук
Транспортный короб: 50 упак.

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

TP TC 019/2011

Сферы применения

